

# 車椅子オーダーフォーム

**太枠部を記入ください。**

<b>お客さまについて</b>		記入日: 年 月 日
A	お名前(ふりがな):	
B	メールアドレス:PC	
C	メールアドレス:携帯	
※携帯のメールアドレス方もお教えいただくとスムーズに連絡が取れるので助かります。		
D	郵便番号:	〒
E	住所:	
F	電話番号:	
G	携帯電話:	

※入金確認連絡や質問等に使用します。

※迷惑メール拒否解除をお願いします。

qc.commufa.jpのドメイン許可をお願いします。

※車椅子の送付先を記入ください。

※電話番号は固定・携帯でどちらか連絡が付きやすい番号を記入ください。

## ワンちゃんについて

H	お名前:	
I	年齢:	才
J	性別:	
K	犬種:	
L	体重:	kg
M	ワンちゃんの様子・ 車椅子の使い方	例)後ろ脚が完全に動かないので後ろ脚は吊りたい。 例)軽い麻痺のためハビリに車椅子を使いたい。 例)片足のみびっこを引く など
	病名・原因	病名・原因が分かるのでしたら参考となりますので記入願います。

## N:車椅子仕様

	2輪
	4輪Aタイプ°
	4輪Bタイプ°

↑ご希望の車椅子仕様に○を入れてください。

## 寸法について

下記の採寸方法を参考に寸法測定を行い記入ください。寸法測定は重要ですので2・3度測定して確認ください。

※ミリメートル単位の定規・メジャーをご使用ください。インチ単位のメジャーを使用して寸法が間違っていた不具合があります。

※寸法測定は、脚が不自由なワンちゃんでも腰を持ち上げて測定してあげてください。

座ったまま測定しますと、誤差が大きくなる場合があります。一人で測定がしにくい場合は二人での測定をオススメします。

① 胴長さ	前足付け根後ろから太もも付け根前の長さ:	( ) mm
② 腰高さ	地面から腰までの高さ:	( ) mm
③ 胴周り	前足付け根後ろの胴周りの長さ: ※ぐるっと1周です。	( ) mm
④ 太もも周り(右足)	太もも付け根の太もも周りの長さ(1足): ※ぐるっと1周です。	( ) mm
④ 太もも周り(左足)	太もも付け根の太もも周りの長さ(1足): ※ぐるっと1周です。	( ) mm
⑤ 胴巾	前足部のもっとも巾の太い部分の長さ:	( ) mm
⑥ 腰巾	後ろ脚部のもっとも巾の太い部分の長さ:	( ) mm
⑦ 胸高さ	地面から胸までの高さ: <b>※4輪Bタイプ希望の場合のみ測定</b>	( ) mm

参考:1cm=10mm

:1インチ=24.5mm

←(4輪Bタイプのみ記入ください)

## 車椅子カラーについて・・・詳細は下部を参照ください。

カラー選択	ご希望のカラーNOをオーダーフォーム3枚目から選択ください。 塗装なしの場合は、-4000円 です。	
-------	---	--

## オプションについて・・・詳細はHP内の改造・修理・部品販売のページをご覧ください。

↑希望のNoもしくは塗装なしとを記入ください。


オプション希望の場合	オプションをご希望される方は、こちらに希望のオプション名を記入ください。	
------------	--------------------------------------	--

※オプション:アゴ乗せ台・胸部ベルト追加・手押しバー

↑希望の方はこちらにオプション名を記入ください。

※オプションのアゴ乗せをご希望の場合は、右図の寸法測定もお願いいたします。

- ① ←前足付け根から首とアゴの境目の長さ
- ② ←地面から首とアゴの境目の高さ




## ※注意事項

Lサイズ以上の4輪車の場合、ワンちゃんを持ち上げての取り付けとなるため1人での取り付け作業が大変となりまご理解の上、ご購入ください。


## 以下 工房記入欄

ファースト	金額	①返信	入金日	②入金の返信	出荷	出荷メール
メール	サイズ:				予定:	
ファックス	送料:				実績:	
電話	合計:					

# 採寸方法



横幅を測るコツ: 軽く手を添えて毛を倒して手と手の間で測定します。



足周りを測るコツ: 足の付け根にメジャーを通して少しメジャーを上引っ張り上げて測定します。  
※この場合240mm



寸法測定は、脚が不自由なワンちゃんでもできるだけ腰を持ち上げて測定してあげてください。座ったまま測定しますと、誤差が大きくなる場合があります。二人で測定しづらい場合は二人での測定をオススメします。

## 幅測定の注意点。



幅の測定を体に沿って測定してしまうと車椅子の幅が大きくなって体と空間ができてしまいます。

やっではないけない測定

採寸のポイント  
毛を倒して測定。  
※毛の先端で測定すると幅が大きくなってしまいます。

## 測定値の用途

- ①: 車椅子のサイドのバーの長さを決める数値
- ②: 車椅子の高さを決める数値
- ③: ハーネスの長さを決める数値
- ④: 着座部のゴムの周長を決める数値
- ⑤⑥: 車椅子の巾を決める数値
- ⑦: 前足のゴムの高さを決める数値

参考値  
※過去のワンちゃん  
達の平均値

参考値		体重	①	②	③	④	④	⑤	⑥
ダックス	オス	7.1	242.1	231.2	454.5	192.4	191.7	142.6	128.8
	メス	5.7	223.5	217.3	414.3	171.3	170.0	139.7	127.4
バグ	オス	7.7	201.0	274.0	494.6	221.6	220.8	183.0	161.0
	メス	7.8	180.0	327.4	494.0	226.0	226.0	159.0	148.0
コーギー	オス	13.9	290.3	304.4	558.2	281.2	279.7	178.2	163.5
	メス	11.3	277.4	287.0	530.1	262.2	264.0	166.1	147.0
柴	オス	12.0	262.2	420.0	600.0	285.0	289.0	185.0	166.0
	メス	8.2	260.0	363.0	535.0	246.0	243.0	155.0	115.0
ゴールデンレトリバー	オス	30.3	350.0	560.0	748.3	326.7	326.7	210.0	203.3
	メス	22.5	360.0	555.0	665.0	313.8	310.0	193.8	182.5

デザイン一覧  
右図から番号で  
お選びください。



可能でしたら、製作の参考とするためお写真の提供もお願いいたします。  
写真があると、測定いただいた寸法に間違いや測定ミスがある場合発見できることがあります。  
右図の撮影方法にて上・横から撮影した写真を撮影ください。  
※写真が無くても車椅子製作は可能です。参考用ですので無理に撮影いただく必要はございません。

上からの写真  
ワンちゃんの幅確認用

毛が長い場合は、倒した状態にして  
撮影してください。

真上からの撮影をお願いします。  
ナナメからの写真では判別が困難です。

定規を離れた位置に置くと比較できないので  
腰の上に置いて撮影

撮影のポイント  
定規をワンちゃんにピッタリと付けた状態で撮影




寸法が分かるように定規等の比較できるものを  
一緒に撮影してください。

横からの写真  
ワンちゃんの胴長さ・高さ確認用

ワンちゃんが自立できない場合でも  
サポートしてあげて立たせた状態に  
撮影ください。

参考写真

真横からの撮影をお願いします。  
ナナメ上からの写真では判別が困難です。



定規をワンちゃんの横にひっつけて  
置いてください。

撮影のポイント  
真横から撮影する。  
※斜め上から撮影すると数値がズレてしまいます。