

車椅子オーダーフォーム レンタル用

PDF

Ver.150917

太線部を記入ください。

お客さまについて		記入日: 年 月 日	レンタル
A	お名前(ふりがな):		
B	メールアドレス:PC	※入金確認連絡や質問等に使用します。	
C	メールアドレス:携帯	※迷惑メール拒否解除をお願いします。 ※携帯のメールアドレス方もお教えいただくとスムーズに連絡が取れるので助かります。 qc.commufa.jpのドメイン許可をお願いします	
D	郵便番号:	〒	
E	住所:	※車椅子の送付先を記入ください。	
F	電話番号:	※電話番号は固定・携帯でどちらか連絡が付きやすい番号を記入ください。	
G	携帯電話:		

ワンちゃんについて		
H	お名前:	
I	年齢: 才	
J	性別:	
K	犬種:	
L	体重: kg	
M	ワンちゃんの様子・車椅子の使い方	例)後ろ脚が完全に動かないので後ろ脚は吊りたい。 例)軽い麻痺のためリハビリに車椅子を使いたい。 例)片足のみびっこを引く など
	病名・原因	病名・原因が分かるのでしたら参考となりますので記入願います。

10

N:車椅子仕様

	2輪
	4輪

寸法について
 下記の採寸方法を参考に寸法測定を行い記入ください。寸法測定は重要ですので2・3度測定して確認ください。
 ※ミリメートル単位の定規・メジャーをご使用ください。インチ単位のメジャーを使用して寸法が間違っていた不具合があります。
 ※寸法測定は、脚が不自由なワンちゃんでも腰を持ち上げて測定してあげてください。
 座ったまま測定しますと、誤差が大きくなる場合があります。一人で測定がしにくい場合は二人での測定をオススメします。

①胴長さ	前足付け根後ろから太もも付け根前の長さ:	() mm	参考:1cm=10mm
②腰高さ	地面から腰までの高さ:	() mm	:1インチ=24.5mm
③胴周り	前足付け根後ろの胴周りの長さ: ※ぐるっと1周です。	() mm	
④太もも周り(右足)	太もも付け根の太もも周りの長さ(1足):※ぐるっと1周です。	() mm	
④太もも周り(左足)	太もも付け根の太もも周りの長さ(1足):※ぐるっと1周です。	() mm	
⑤胴巾	前足部のもっとも巾の太い部分の長さ:	() mm	
⑥腰巾	後ろ脚部のもっとも巾の太い部分の長さ:	() mm	

レンタル車椅子NO...詳細はホームページを参照ください。

※記入例) ②Sサイズ

レンタルシステム

まず11000円(3ヶ月分)+送料往復代を入金いただきます。車椅子返却後に残金返却となります。
 例)レンタル期間25日の場合 レンタル料(1か月):5000円 返金:6000円
 4ヶ月以上レンタルした場合は、返却後に追加料金を請求させていただきます。

返金口座記入欄


銀行・支店・口座番号を
ご記入ください。

価格表 ※送料別 ※すべてのサイズ同様です。			
期間	金額	合計金額	備考
1か月目	¥5,000.- <small>(送料別/税金別)</small>	¥5,000.-	レンタル期間: 1日~30日
2か月目	+¥3,000.-	¥8,000.-	レンタル期間: 31日~60日
3か月目	+¥3,000.-	¥11,000.-	レンタル期間: 61日~90日
4か月目	+¥3,000.-	¥14,000.-	レンタル期間: 91日~120日
5か月目	+¥3,000.-	¥17,000.-	レンタル期間: 91日~120日
6か月目	+¥3,000.-	¥20,000.-	6か月でお買い上げになります。


以下 工房記入欄

ファースト	金額	①返信	入金日	②入金の返信	出荷	出荷メール
メール	サイズ:				予定:	
ファックス	送料:				実績:	
電話	合計:					

採寸方法



横幅を測るコツ: 軽く手を添えて毛を倒して手と手の間で測定します。




足周りを測るコツ: 足の付け根にメジャーを通して少しメジャーを上を引っ張り上げて測定します。 ※この場合240mm



寸法測定は、脚が不自由なワンちゃんでもできるだけ腰を持ち上げて測定してあげてください。座ったまま測定しますと、誤差が大きくなる場合があります。二人で測定しづらい場合は二人での測定をオススメします。

幅測定の注意点。



採寸のポイント
毛を倒して測定。
※毛の先端で測定すると幅が大きくなってしまいます。



やっではないけない測定

幅の測定を体に沿って測定してしまうと車椅子の幅が大きくなって体と空間ができてしまいます。

参考値
※過去のワンちゃん
達の平均値


参考値		体重	①	②	③	④	④	⑤	⑥
ダックス	オス	7.1	242.1	231.2	454.5	192.4	191.7	142.6	128.8
	メス	5.7	223.5	217.3	414.3	171.3	170.0	139.7	127.4
バグ	オス	7.7	201.0	274.0	494.6	221.6	220.8	183.0	161.0
	メス	7.8	180.0	327.4	494.0	226.0	226.0	159.0	148.0
コーギー	オス	13.9	290.3	304.4	558.2	281.2	279.7	178.2	163.5
	メス	11.3	277.4	287.0	530.1	262.2	264.0	166.1	147.0
柴	オス	12.0	262.2	420.0	600.0	285.0	289.0	185.0	166.0
	メス	8.2	260.0	363.0	535.0	246.0	243.0	155.0	115.0
ゴールデンレトリバー	オス	30.3	350.0	560.0	748.3	326.7	326.7	210.0	203.3
	メス	22.5	360.0	555.0	665.0	313.8	310.0	193.8	182.5

可能でしたら、製作の参考とするためお写真の提供もお願いいたします。
写真があると、測定いただいた寸法に間違いや測定ミスがある場合発見できることがあります。
右図の撮影方法にて上・横から撮影した写真を撮影ください。
※写真が無くても車椅子製作は可能です。参考用ですので無理に撮影いただく必要はございません。

上からの写真

ワンちゃんの幅確認用

毛が長い場合は、倒した状態にして撮影してください。



横からの写真

ワンちゃんの胴長さ・高さ確認用

ワンちゃんが自立できない場合でもサポートしてあげて立たせた状態に撮影ください。

参考写真

